


Productos de baja adherencia

Placas de baja adherencia para aplicaciones sensibles como la preparación de muestras NGS



La baja adherencia se consigue gracias a la selección de polímeros especiales que eliminan la adherencia del ADN sin necesidad de incorporar capas adicionales.
Las muestras no se contaminan ni modifican.

Testados bajo una amplia horquilla de temperatura.
Máxima recuperación del ADN tras la conservación a baja temperatura e incubación a alta temperatura.

No hay pérdida de ADN durante los procesos de incubación y el traspaso de muestras en la preparación para técnicas NGS.
Perfecto para aplicaciones de alta sensibilidad con una calidad de ADN de partida especialmente baja.

Referencia	Descripción	Formato	Precio OFERTA IVA no incluido
4ti-LB0770/C	FrameStar® Placa PCR 96 pocillos con semifaldilla para ABI, Baja Adherencia	50 plates	135€
4ti-LB0960/RIG	FrameStar® Placa PCR 96 pocillos con semifaldilla extra rígida Baja Adherencia	50 plates	145€
4ti-LB0125	Microplaca de almacenaje 96 pocillos para uso con separadores magnéticos Baja Adherencia	50 plates	136€
4ti-LB0109	Microplaca de almacenaje 96 pocillos 0.2 ml pocillo redondo, forma V, Baja Adherencia	50 plates	116€



www.rafer.es

Barcelona 93 645 50 28 barcelona@rafer.es **Bilbao** 94 499 85 80 bilbao@rafer.es **La Coruña** 981 93 89 26 galicia@rafer.es **Madrid** 91 365 15 70 madrid@rafer.es **Málaga** 639 359 792 malaga@rafer.es **Sevilla** 954 369 334 sevilla@rafer.es **Valencia** 96 340 48 00 levante@rafer.es **Zaragoza** 976 23 74 00 rafer@rafer.es **Lisboa** 21 154 19 98 lisboa@rafer.es